

M5 新生牛血清 Newborn Calf Serum

使用说明书

| 产品名称 | 单位 | 货号 |
|----------|-------|----------|
| M5 新生牛血清 | 100ml | MF473-01 |

【储存条件】

-20℃保存

【产品简介】

本品采用生后 2 小时内新生牛，3 次 0.1 μ m 过滤，内毒素($\leq 5\text{E}\mu\text{ml}$)，三种检测无支原体，促细胞生长繁殖三大指标超过国家标准。

细胞生长(快)曲线峰值 1.3×10^6

细胞倍增时间(短) ≤ 18 小时

细胞克隆率(高) $\geq 75\%$

适合：单抗研制、原代和传代细胞规模化培养的疫苗生产。

【注意事项】

1. 使用时请在洁净台操作，避免污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。