

M5 抗 GST 标签兔多克隆抗体 (HRP 标记)

Product	Unit	Cat.#
M5 抗 GST 标签兔多克隆抗体 (HRP 标记)	100 μ l	MF575-01

【Storage】: Shipped at 4°C. Store at -20°C. Stable for 12 months at -20°C.

【Storage Buffer】: Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.

【Background】: 本抗体为辣根过氧化物酶 (HRP) 直接标记的抗 GST 标签兔多克隆抗体, 与 GST 结构域具有高亲和性, 可特异地识别 GST 蛋白和 GST-Tag 融合蛋白。本产品无需使用二抗, 可直接用相应酶底物显色或化学发光法检测目的蛋白, 减化了实验步骤, 避免由二抗交叉反应引起的非特异性条带。

【Immunogen】: 人工合成多肽

【Concentration】: 1 mg/ml.

【Reactivity】: The GST tag antibody can recognize GST tag fusion proteins.

【Applications】: Suitable for: WB ELISA.

【Isotype】: 亲和纯化兔多克隆抗体 IgG

【Purity】: Immunogen affinity purified

【Clone number】: Polyclonal

【Recommended Dilutions】

Western blot: 1:1000-5000.
ELISA: 1:1000-20000

【Reference】: No

【Application Data】



Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY AND ARE NOT INTENDED FOR DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC USE"