

## M5 Donkey Anti-Rabbit IgG, FITC Conjugated

Product	Unit	Cat.#
M5 Donkey Anti-Rabbit IgG, FITC Conjugated	100ul	MF249-01

**【Storage】** : Shipped at -20°C. Store at -20°C.

**【产品介绍】** : 本产品为 FITC 标记的经亲和纯化的驴抗体，特异识别兔 IgG，检测灵敏度高，本底低，常用于免疫荧光和流式细胞等标记检测。

**【免疫原】** : 兔 IgG

**【缓冲液】** : 0.01M PBS, 50%甘油, pH7.6

**【稳定剂】** : 15 mg/ml BSA (不含 IgG 和蛋白酶)

**【防腐剂】** : 0.05%叠氮钠

**【荧光团】** : FITC, Amax=492nm; Emax=520nm

**【应用范围】** : 1: 50-200 (大部分实验)

**【注意事项】**

1. 使用时应按所需的浓度进行稀释，现用现配。
2. 经检测本产品对牛、鸡、山羊、豚鼠、叙利亚仓鼠、马、人、小鼠、大鼠、绵羊血清几乎无交叉识别。
3. 为了获得实验最佳效果，请根据实验调整最佳工作稀释度。
4. 本产品仅用于科研，不能用于人体实验或人体治疗。

**【备注】**

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。