

## M5 Goat Anti-Mouse IgG, Cy3 Conjugated

Product	Unit	Cat.#
M5 Goat Anti-Mouse IgG, Cy3 Conjugated	100ul	MF251-01

**【Storage】** : Shipped at -20°C. Store at -20°C.

**【产品介绍】** : 本产品为 Cy3 标记的经抗原亲和纯化的山羊抗体，特异识别小鼠 IgG 重链和轻链，可以与 TRITC 使用相同的滤光片。使用本产品检测灵敏度高，本底低。

**【免疫原】** : 小鼠 IgG

**【缓冲液】** : 0.01M PBS, 50%甘油, pH7.6

**【稳定剂】** : 15 mg/ml BSA (不含 IgG 和蛋白酶)

**【防腐剂】** : 0.05%叠氮钠

**【荧光团】** : Cy3 bis-NHS ester, Amax=550nm; Emax=570nm

**【应用范围】** : 1: 50-400 (大部分实验)

**【注意事项】**

1. 使用时应按所需的浓度进行稀释，现用现配。
2. 为了获得实验最佳效果，请根据实验调整最佳工作稀释度。
3. 本产品仅用于科研，不能用于人体实验或人体治疗。

**【备注】**

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品