

DNase/RNase-Free ddH₂O (DEPC-treated ddH₂O) 无酶 DEPC 处理水使用说明书

产品名称	单位	货号
DNase/RNase-Free ddH ₂ O (DEPC-treated ddH ₂ O)	1ml	MF160-plus-T
DNase/RNase-Free ddH ₂ O (DEPC-treated ddH ₂ O)	10x1ml	MF160-plus-T-10
DNase/RNase-Free ddH ₂ O (DEPC-treated ddH ₂ O)	50ml	MF160-plus-01
DNase/RNase-Free ddH ₂ O (DEPC-treated ddH ₂ O)	500ml	MF160-plus-10

【储存条件】 室温保存

【产品简介】

超纯去离子水通过中空纤维超滤柱，完全去除热源/内毒素和核酸酶，再经过 DEPC 处理，经检测无核酸酶和蛋白酶活性。

【产品用途】

用于 cDNA 合成、体外转录、RNA 提取等对核酸酶敏感分子生物学实验。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。