

M5 HiPure B27-Supplement Minus Vitamin A (50X)

B27 无维生素 A 无血清添加剂

使用说明书

Product	Unit	Cat.#
M5 HiPure B27-Supplement Minus Vitamin A (50X)	10ml	MF199-01

【产品保存】

-20°C保存，有效期 12 个月。

【产品简介】

作为对使用较多的神经元细胞培养添加剂的改进，B-27 添加剂（去除维生素 A）是初始 B-27 添加剂在去除维生素 A（视黄醇乙酸酯）后的定制版本。B-27 添加剂（去除维生素 A）是一种无血清添加剂，无论是悬浮的神经球还是贴壁单层培养，都是用于培养神经祖细胞和神经干细胞的理想选择，而不会诱导分化。B-27 添加剂（去除维生素 A）以 50X 液体形式提供，适合与 Neurobasal 培养基或 Neurobasal-A 培养基配合使用进行神经元细胞培养，而无需星形胶质细胞滋养层。

【产品参数】

产品类型	补充剂
无菌	无菌
经过测试	内毒素，性能，无菌性，支原体
形式	液体
细胞类型	神经细胞
Culture Type	哺乳动物、昆虫
来源	无血清
分类	无血清



【使用方法】：完全和 thermo 的一样，请参考 [User Guide: B-27 Supplement Minus Vitamin A \(50X\)](#)