

M5 HiPure 50x HT Media Supplement

使用说明书

产品名称	单位	货号
M5 HiPure 50x HT Media Supplement	10ml	MF814-01

【储存条件】

分装后-20℃保存，避免反复冻融。

【产品简介】

HT 培养基添加剂 (HT Supplement)，是次磺嘌呤 (Hypoxanthine, 10mmol/L) 和胸腺嘧啶核苷 (Thymidine, 1.6mmol/L) 的混合剂，用培养液稀释，作为 DNA 补救合成途径的补充剂用于杂交瘤筛选培养基的添加剂和营养添加剂以克服细胞内残留氨基喋呤 (Aminopterin) 对 DNA 经典合成途径的抑制作用。HT 培养基 (HT Supplement) 为无菌透明溶液，经 0.1 μ m 微孔滤膜过滤。

【产品用途】

本产品是次磺嘌呤和胸腺嘧啶核苷的混合物，适用于杂交瘤筛选和细胞培养应用。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。