

M5 HiPer Lyticase powder 使用说明书

产品名称	单位	货号
M5 HiPer Lyticase powder	5KU	MF107-plus-01

【储存条件】

长期保存，请置于-20°C

【产品简介】

别名：溶细胞酶，英文名称：Lyticase，CAS 37340-57-1

来源 *Arthrobacter luteus*，水解酵母细胞壁葡聚糖等的多聚 β 1→3 糖苷键

【单位定义】

在 25°C，pH 为 7.5 的条件下，在 3ml 反应混合物中以悬浮酵母作为底物，每分钟 Δ A800 增加 0.001 的所需的酶量定义为一个酶活单位。酶活性： ≥ 200 u/mg solid。

【溶解性】

外观（性状）：冻干粉，溶于冷的灭菌水，参考浓度 500u/ml

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。