

Perfluorodecanoic acid

十九氟癸酸使用说明书

Perfluorodecanoic acid (十九氟癸酸)	P26527	高纯级	100mg 1g
-----------------------------------	--------	-----	-------------

中文名：十九氟癸酸

英文名：Perfluorodecanoic acid

CAS No: 335-76-2

分子式：C₁₀H_f19O₂

分子量：514.09

熔点：77-81 ° C (lit.)

沸点：218 ° C/740 mmHg (lit.)

密度：1.7490g/ml (estimate)

包装规格：100mg/1g in glass bottle

溶解性：甲醇：可溶 10%，澄清至非常轻微混浊，无色至微黄色。产品描述：

使用全氟癸酸评价十九碳氟癸酸对 6 个甲状腺功能变量（促甲状腺激素、游离和总甲状腺素、游离和总三碘甲状腺原氨酸和甲状腺球蛋白）水平的影响

保存条件：2-8°C

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。