

β -巯基还原剂 使用说明书

产品名称	单位	货号
β -巯基还原剂	100ml	B42187-01

【储存条件】 室温，有效期 24 个月。

【产品简介】

有强烈臭味.用于电泳、氨基酸检测和鉴别 ssDNA/dsDNA 的还原剂.研究蛋白质用作不含氮的硫氢试剂.

【产品参数】

英文名称: Reducing reagent

别名: β -巯基乙醇 硫代乙二醇 BME

CAS No: 60-24-2

分子式: C₂H₆O₂

分子量: 78.13

MDL: MFCD00004890

EINEC: 200-464-6

密度: 1.11g/ml

外观与性状: 液体



【溶解性】 溶于水（500 g/L）、醇、醚、苯等有机溶剂。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。